





O Monitor Bionet BM3 já vem configurado para uso imediato, e somente enviado ao cliente após nosso Controle de Qualidade testar e inspecionar o equipamento. Por favor, guarde as duas folhas de inspeção que acompanham o equipamento, pois são os seus “Comprovantes de Calibração”.

Ao utilizar o equipamento pela primeira vez, a bateria poderá estar sem carga. Para manter o nível da carga completa, mantenha o BM3 sempre conectado a um ponto de energia, lembrando que o adaptador suporta tensões de 100V a 240V, ou seja, é bivolt automático.

Note que a mensagem “ALTA” permanece em vermelho e apenas os alarmes prioritários estão ativos. Para ativar todos os alarmes sonoros, navegue pelos ícones e janelas da tela utilizando o botão rotativo, e selecione o parâmetro desejado pressionando o botão rotativo (ENTER) ou siga as seguintes instruções:

Vá ao ícone Paciente (), selecione o tipo de paciente (ADT, PED ou NEO) e em seguida, selecione “CONF. PADRÃO” e depois “ADMISSÃO = SIM”. Quando o paciente for admitido, todos os alarmes serão ativados, incluindo a memória interna.

Para dar “Alta”, vá ao ícone Paciente (), pressione “CONF. PADRÃO” e depois selecione a opção “ALTA = SIM”. Ao pressionar as opções “CONF. PADRÃO” e “ALTA”, nesta sequência, memória é apagada e os alarmes são reajustados para os valores padronizados ao tipo de paciente selecionado: adulto, pediátrico ou neonato.

Para iniciar ou interromper uma medida de Pressão Arterial Não Invasiva, pressione o botão de atalho ao lado da tela, identificado com o ícone correspondente. Posicione a braçadeira adequadamente ao braço, observando o tipo de paciente monitorado. Instrua o paciente a não falar ou se movimentar demasiadamente durante as medições. Não utilize uma braçadeira pequena em um Paciente Obeso. Nunca utilize uma braçadeira molhada internamente, ou de borracha, pois poderá danificar o módulo de PNI. Substitua a braçadeira sempre que notar vazamento ou deterioração. Utilize somente braçadeiras livres de látex.

Para maiores informações e detalhes, por favor, consulte o CD ROM contendo o Manual de Operação em Português, Software de Comunicação com o Computador, catálogos de produtos e outros Manuais Bionet.

O conteúdo do CD está disponível também no site www.ebionet.com.br

Se desejar maiores detalhes de funcionamento entre em contato conosco por e-mail para suporte@macrosul.com